

Diluyente para analisador hematológico MEK-640

[Nome do produto]

Nome comum: Diluyente para analisador hematológico (MEK-640)

Nome de marca: Isotonac 3

Nome em inglês: Diluyente MEK-640

[Especificação da embalagem]

18L

[Uso Pretendido]

MEK-640 é usado para analisador hematológico produzido por NIHON KOHDEN CORPORATION. De acordo com a exigência do instrumento, o diluyente pode ser usado para diluir a amostra de sangue, atender aos requisitos de teste e garantir o funcionamento normal do instrumento.

[Princípio de Medição]

O diluyente MEK-640 é uma solução isotônica fraca alcalina usada para diluir as amostras de sangue e manter a morfologia original das células.

[Composição Principal]

Água pura

Sulfato de sódio anidro $\geq 0.9\%$

Tris $\geq 0.1\%$

Válido por 18 meses e deve ser usado dentro de 60 dias após abertura.

[Instrumento aplicável]

Usado para analisador hematológico

MEK-6400/6410/6420

MEK-6500/6510

MEK-6318

MEK-7300

MEK-7222/8222

MEK-9100

produzidos por NIHON KOHDEN CORPORATION.

[Requisitos da amostra]

Amostras de sangue conservadas de 2 °C - 8 °C. O teste deve ser realizado dentro de 8 horas.

[Instruções de operação]

Por favor, veja o manual de operação dos analisadores hematológicos.

[Valor cut off ou intervalo de referência]

O valor numérico específico pode fazer referência à instrução de operação.

[Interpretação dos resultados de testes]

Se os resultados forem sinalizados com caracteres anormais, como F, C, é recomendado revisão ou detecção manual.

[Limitação do método de testes]

Os resultados de testes são afetados pela temperatura e o instrumento deve ser usado dentro da faixa de temperatura fornecida na instrução de operação.

[Índice de Desempenho]

Veja instruções de operação.

[Notas]

- Não beba. Em caso de acidente, consulte um médico para tratamento.
- Evite o contato com a pele e olhos, caso ocorra, por favor, lave imediatamente com água.

[Fabricante]

SHANGHAI KOHDEN MEDICAL ELECTRONIC INSTRUMENT CORP.

No.567 Huancheng Bei Road Shanghai Comprehensive Industrial Development Zone Fengxian District, Shanghai 201401, China

Telefone +86 21-5743-6998 Fax +86 21-5743-6939

Telefone +86 21-6270-0909 Fax +86 21-6270-9700 (Vendas)

Web site: <https://www.nihonkohden.com.cn/>

[Número de licença de fabricante de instrumentos médicos]

Nº de registro de fabricantes de dispositivos médicos de primeira classe em Xangai: 20000111

[Número de certificado de registro de instrumentos médicos]

Shanghai Food and Drug Administration, Medical Device H.S.Y.J.X. (Permitido) 20150079

[Data de aprovação e modificação do Manual]

Data de aprovação: Julho, 21 2010

Data de modificação: Jan, 19 2018

NÚMERO DE REGISTRO - ANVISA: 80914690012

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR/ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
NIHON KOHDEN BRASIL IMP. EXP. E COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

RUA DIADEMA, 89 - ANDAR TÉRREO, ANDAR 1 - MAUÁ - SÃO CAETANO DO SUL, SP,

CEP: 09580-670 - Tel: +55 (11) 3044-1700,

E-mail: qualidade@nkbr.com.br,

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: 8.09146.9 ,
CNPJ: 14.365.637/0001-96