

Manual do Operador

Reticulonac

MK-110W

Algumas especificações deste produto podem ser diferentes dependendo do país ou região de destino. Portanto, as descrições no manual em japonês e nos manuais em inglês e em outros idiomas também podem ser diferentes.

Geral

Reticulonac é um reagente para os analisadores hematológicos automatizados Nihon Kohden que realizam a contagem dos reticulócitos. O Reticulonac cora as células sanguíneas com corante fluorescente, permitindo ao analisador distinguir os reticulócitos e outras células sanguíneas através do citômetro de fluxo que detecta a fluorescência e a dispersão de luz.

NOTA

- Leia atentamente o manual do operador do analisador e a Ficha de Dados de Segurança (SDS) do reagente antes da utilização. A SDS está disponível com o representante Nihon Kohden.
- Leia atentamente as instruções de uso (IFU) antes de usar. As IFU estão disponíveis com seu representante Nihon Kohden.

Símbolos

Os seguintes símbolos são usados com este reagente. O nome e as descrições de cada símbolo são mostrados na tabela abaixo:

Símbolo	Descrição
	Cuidado
	Consulte as instruções de uso
	Dispositivo médico de diagnóstico <i>in vitro</i> (IVD)
	Fabricante
	Representante Europeu
	A marca CE é uma marca de conformidade protegida da União Europeia.
	Este para cima
	Frágil
	Conserve o produto em local seco
	Limite de empilhamento por número ("n" é o número limitante)
	Mantenha ao abrigo da luz solar
	Limite de Temperatura

Informação de Segurança



CUIDADO: Alertar o usuário para possíveis lesões ou problemas com os instrumentos associados ao seu uso ou uso indevido, como mau funcionamento do instrumento, falha do instrumento, ou danos a outras propriedades.



CUIDADO

- Utilize os equipamentos de proteção individual (EPI's) para se proteger ao manusear o reagente.
- Não ingira o reagente. Se ingerido lave imediatamente a boca. Não force o vômito e consulte o médico.
- Se o reagente entrar em contato com os olhos, boca ou pele, lave rápida e imediatamente com água. Consulte um médico.

0604-913283A

Medição

- Ao utilizar uma amostra de sangue total, inverta suavemente o tubo, pois os componentes sanguíneos se acomodam facilmente e se tornam não homogêneos.
- Utilize um tubo com anticoagulante EDTA
- Utilize o reagente em temperatura ambiente do líquido, de 15 a 30°C (59 a 86°F). Caso contrário, os dados de medição podem ser imprecisos.
- Inverta completamente o reagente antes de conectar o frasco de reagente ao analisador hematológico automatizado.

Uso

- Não use o reagente para outra finalidade que não a pretendida.
- Use a tampa adequada para fechar o recipiente.
- Use o reagente antes do prazo de validade escrito na embalagem ou rótulo e antes do final do prazo de validade após a abertura do recipiente.
- Não reabasteça o reagente.

Disposição e Descarte

- Descarte o reagente não utilizado ou vencido de acordo com a SDS.

Condição Ambiental

Armazenamento e Transporte ambiental

Temperatura: 2 a 8°C (36 a 47°F)
(Não congele e mantenha ao abrigo da luz solar.)

NOTA: Não congele o reagente. Se o reagente estiver congelado, os dados de medição podem ser imprecisos devido à precipitação dos ingredientes do reagente.

Ambiente de Uso

Temperatura: 15 a 30°C (59 a 86°F)

Validade

A data de validade está visível no rótulo do frasco e na embalagem.

Estabilidade após a abertura do recipiente

Use o reagente em até 60 dias após a abertura.

Observação para usuários no território do EEE e da Suíça:

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado ao Representante Europeu designado pelo fabricante e à Autoridade Competente do Estado-Membro do EEE e da Suíça onde o usuário e / ou paciente está estabelecido.

Aviso de direitos autorais

Todo o conteúdo deste manual é protegido por direitos autorais da Nihon Kohden. Todos os direitos estão reservados.



Fabricante
NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishi-chiai, Shinjuku-ku,
Tokyo 161-8560, Japan
Phone +81 3-5996-8041
<http://www.nihonkohden.com/>



Representante Europeu
NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstrasse 10, D-61191 Rosbach, Germany
Phone +49 6003-827-0 Fax +49 6003-827-599

NIHON KOHDEN SINGAPORE PTE LTD
Maritime Square, #10-34 HarbourFront Centre
Singapore 099253
Phone +65 6376-2210 Fax +65 6376-2264

NIHON KOHDEN AMERICA, INC.
15353 Barranca Parkway, Irvine, CA 92618, U.S.A.
Toll-free +1-800-325-0283
Phone +1 949-580-1555 Fax +1 949-580-1550



1ª Edição: 19 Mar 2020
2ª Edição: 31 Mar 2021