

CLEANAC MEK-520 Detergente

Informações Gerais



O detergente CLEANAC MEK-520 foi concebido para analisadores hematológicos automáticos Nihon Kohden.

Leia o manual do operador do analisador hematológico antes de usar o detergente.

Leia cuidadosamente a Ficha de Dados de Segurança (FDS) do detergente antes de usar. A FDS é disponibilizada pelo representante Nihon Kohden.

Símbolos

Os seguintes símbolos são usados com esse detergente. A descrição de cada símbolo é mostrada na tabela abaixo.

Símbolo	Descrição
	Data de validade
	Número de lote

Informações de Segurança

CUIDADO

Alerta ao usuário sobre possíveis ferimentos ou problemas com o instrumento associados ao seu uso ou uso indevido, como mau funcionamento do instrumento, falha do instrumento, danos ao instrumento ou danos a outras propriedades.

CUIDADO

Não ingerir o detergente CLEANAC. Em caso de ingestão, consulte um médico imediatamente.

NOTA: Evite o contato com os olhos ou boca. Se o detergente entrar em contato com os olhos ou boca, lave bem e imediatamente com água corrente.

0616-905224

1ª Edição: 17 Jun. 2021

Condições Ambientais

Condições de Armazenamento

- Armazene o detergente a temperatura entre 1 e 30°C.
- Conserve fora da luz solar.

Condições de Uso

15 a 30°C

Data de Validade

18 meses (incluindo o mês de fabricação)

NÚMERO DE REGISTRO- ANVISA: 80914690020

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR/ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
NIHON KOHDEN BRASIL IMP. EXP. E COM. DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

RUA DIADEMA, 89 - ANDAR TÉRREO, ANDAR 1 - MAUÁ - SÃO
CAETANO DO SUL, SP.

CEP: 09580-670 - Tel: +55 (11) 3044-1700,

E-mail: qualidade@nkbr.com.br,

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: 8.09146.9,
CNPJ: 14.365.637/0001-96

Aviso de Direitos Autorais

Todo o conteúdo deste manual é propriedade da Nihon Kohden. Todos os direitos são reservados.

 Fabricante

SHANGHAI KOHDEN MEDICAL ELECTRONIC INSTRUMENT CORP.

No. 567 Huancheng Bei Road
Shanghai Comprehensive Industrial Development Zone
Fengxian District, Shanghai 201401, China
Phone +86 21-5743-6998 Fax +86 21-5743-6939
Phone +86 21-6270-0909 Fax +86 21-6270-9700 (Sales)

Impresso: